Акции

ноябрь-
декабрь 2026



Kerr™

СКИДКА
20%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ
12 600 ₽

С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2026



Harmonize™ Intro Kit

Наногибридный универсальный композит

Выгодный набор с самыми популярными оттенками

Несравненная эстетика
- Усиленный эффект хамелеона
- Выраженный и стабильный блеск

Исключительная прочность
- Высокая прочность и износостойкость
- Особая структура наполнителя обеспечивает высокую наполненность, лучшую интеграцию со смолой и качественную полимеризацию для создания долговечных реставраций

Легкое моделирование
- Динамическая вязкость
- Не прилипает к инструментам

36633 **Композит Harmonize™, универсальный, наногибридный; набор Intro Kit:**
4 шприца (по 4 г): эмаль A2, A3; дентин A3, A3,5




Доктор Мария Логвиненко
Врач стоматолог-терапевт,
клиника BELGRAVIA DENTAL STUDIO,
Москва

Видеоурок
Реставрация по III классу

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

Harmonize™ и Herculite™ XRV Ultra Flow: идеальная пара






Размер основных частиц наполнителя композитов Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ меньше длины волны голубого света.

Наличие в составе схожего метилметакрилата обеспечивает совместимость Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ при полимеризации.

- Легко растекается и сохраняет форму
- Высокая рентгеноконтрастность
- Высокая прочность на изгиб
- Легкая полируемость и сохранение блеска надолго

Адаптивная технология Smart Placement

Реологические добавки снижают поверхностное натяжение при контакте материала с тканями зуба под действием давления и композит легко растекается. Благодаря тем же добавкам поверхностное натяжение увеличивается после того, как материал занял нужный объем, и композит стабилизируется.



Доктор Ованнес Григорян
Врач стоматолог-терапевт,
г. Томск

Видеоурок
Прямая композитная реставрация – II класс

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.


КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС

Зубы 4.6, 4.5



Доктор Роман Карпенко
Врач стоматолог-терапевт.
Частная практика, г. Ставрополь

1



Исходная ситуация.
На зубах 4.6, 4.5 несостоятельные композитные реставрации с разгерметизацией и окрашиванием по границе пломба-зуб.
Кариозный процесс эмали и дентина.
Проверка окклюзионных контактов артикуляционной фольгой 8 микрон с последующим окрашиванием зубов индикатором налета для качественного очищения рабочего поля

2




Итоговое препарирование

3



Фото в боковой проекции

4



Адаптация матричной системы для восстановления дистальной стенки 4.5.
Далее адгезивная подготовка с применением OptiBond™ FL

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ



5



Итоговый вид реставрации, выполненной с помощью композитного материала Harmonize™ A3E и применением темно-коричневого красителя в фиссурах.
При моделировке использовалась смола Modeling Resin

6




Фото в боковой проекции

7



Вид после полировки.
В работе использовалась полировочная система Opti1Step™

8



Итоговый вид реставрации после полировки и проверки окклюзии

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СКИДКА
23%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ
11 400 ₽

С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2026



Nexus™ RMGI

Стеклоиономерный цемент, усиленный композитной смолой

Повышенная прочность и выдающаяся эстетика

Высокая сила адгезии
Инновационная технология двойной адгезии обеспечивает высокую прочность адгезии к структурам зуба и часто используемым стоматологическим субстратам, включая керамику на основе оксида циркония

Дополнительная защита от вторичного кариеса
Обеспечивает долгосрочное устойчивое выделение фтора, а также высвобождение ионов кальция и цинка в ответ на кислые условия, подавляя рост кариесогенных бактерий и помогая защитить зубы от вторичного кариеса

Выдающаяся эстетика
Обеспечивает высокую прозрачность и стабильность цвета для получения наиболее эстетически привлекательных результатов

Легкое и быстрое удаление излишков
Усовершенствованная технология придает цементу оптимальное гелеобразное состояние и способность к светоотверждению для более предсказуемого клинического результата

35640 **Цемент стоматологический стеклоиономерный Nexus™ RMGI:**
3 шприца (5 г) прозрачно-белого оттенка, 24 насадки для смешивания



Доктор Сергей Горев
Врач стоматолог-терапевт-ортопед-хирург,
ассистент кафедры стоматологии ДПО Омского Государственного Медицинского университета, г. Омск

Вебинар
Цементы для фиксаций непрямых реставраций

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС

Фронтальная группа. Nexus™ RMGI



Доктор Владислав Фисенко
Врач стоматолог-ортопед, гнатолог.
Ведущий специалист в клиниках
«BELGRAVIA DENTAL STUDIO» и STARLIGHT,
г. Москва

1



Старые композитные реставрации на зубах 1.2, 1.1, 2.1, 2.2. У пациента запрос на эстетику, также необходима замена реставраций на ортопедические конструкции вследствие разгерметизации композитного материала и большой площади утраты собственных тканей

2



Вертикальное препарирование под постоянные конструкции. Далее снятие оттисков

3



В зуботехнической лаборатории изготовлены 4 единицы коронок из оксида циркония

4




Вид реставраций после фиксации на цемент Nexus™ RMGI



С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2026

СКИДКА
15%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ
7 600 ₽



СКИДКА
15%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ
3 800 ₽



NX3

Композитный цемент для постоянной фиксации

Удобство фиксации – предсказуемый результат

- Высокая эстетика и цветовая стабильность
- Примерочные гели соответствуют оттенкам цемента
- Удобное удаление излишков цемента
- Универсальность для всех видов ортопедических конструкций
- Совместим со всеми адгезивными системами
- Возможность использования для восстановления культи

33643 **Цемент NX3, двойного отверждения**
в двойном шприце (5 г), прозрачный, 8 насадок

33648 **Цемент NX3, светоотверждаемый,**
шприц (1,8 г), прозрачный



Доктор Владислав Фисенко
Врач стоматолог-ортопед, гнатолог.
Ведущий специалист в клинике
«BELGRAVIA DENTAL STUDIO», г. Москва

Вебинар
Композитные цементы Kerr.
Фиксация керамических и циркониевых реставраций. Полный протокол.

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ



OptiBond™ Universal

Универсальный однокомпонентный светоотверждаемый адгезив


- Универсальность применения: для прямых и непрямых реставраций
- Подходит для любой техники: тотальное, селективное и самопротравливание
- Эффективен при нанесении всего одним слоем
- Гидрофильная технология OptiBond™ гарантирует проникновение в дентинные канальцы и защищает от микроподтеканий и постоперационной чувствительности
- Запатентованная формула с мономером GPDM и инновационной трехкомпонентной системой растворителей обеспечивает надежную адгезию к эмали и дентину
- Тонкая адгезивная пленка не завышает ортопедическую конструкцию

Совместное использование OptiBond™ Universal и NX3

OptiBond™ Universal в сочетании с композитным цементом NX3 обеспечивает высокое качество непрямого бондинга к различным стоматологическим материалам без использования праймера для керамики или металла.



Прочность адгезии к различным стоматологическим материалам



Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС

Жевательная группа. NX3



Доктор Мурад Гаммадаев
Врач стоматолог-терапевт, ортопед.
Стоматологическая клиника
Доктор Мартин, г. Москва

1




Исходная ситуация зубы 3.6, 3.7.
Предварительно подготовленный терапевтический Build-up из композитного материала Harmonize™ A3D с использованием адгезивной системы OptiBond™ FL, вид окклюзионно.

2




Вид вестибулярно.

3



Изготовление mock-up из пластмассы для временных коронок.

4




Проверка контактных пунктов.

5



Начало препарирования маркировочным бором.

6



Финальное препарирование под постоянную конструкцию — вид окклюзионно.

7



Финальное препарирование под постоянную конструкцию — вид вестибулярно.

8



Фиксация временных реставраций на текучий материал Herculite™ XRV Ultra Flow.

9



Готовые керамические реставрации.

10




Изоляция с помощью системы OptiDam™
и фиксацией SoftClamp™.
Пескоструйная обработка Al2O3 - 27 мкм зуба 3.7,
далее адгезивная подготовка с применением OptiBond™ FL.

11




Фиксация керамической реставрации на цемент
светового отверждения NX3 — зуб 3.7.

12



Вид реставрации после очищения от излишков цемента.

13




Пескоструйная обработка Al2O3 — 27 мкм зуба 3.7, далее
адгезивная подготовка с применением OptiBond™ FL.

14



Вид керамических реставраций 3.6, 3.7 после фиксации.

15



Контроль окклюзионных контактов.

16



Вид реставраций после полировки с помощью системы
Identoflex™ Diamond Ceramic.

Maxcem Elite™ Universal


Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент для постоянной фиксации



- Улучшенная формула цемента обеспечивает силу адгезии к тканям зуба, сравнимую с адгезивами тотального протравливания (по данным независимых исследований)
- Нет необходимости в проведении адгезивного протокола, ручного замешивания и хранения в холодильнике
- Высокая цветовая стабильность
- Хорошая совместимость с ортопедическими конструкциями на основе оксида циркония и керамики на основе дисиликата лития
- Нет необходимости в протравливании корневого канала и нанесении адгезива на штифт при фиксации стекловолоконных штифтов
- Легкое удаление излишков цемента


Адгезия к эмали и дентину

В Maxcem Elite™ Universal используется тот же уникальный адгезивный мономер, что и в семействе адгезивов OptiBond™. Оптимизированная полимерная матрица и система наполнителей улучшают смачиваемость, что повышает силу адгезии к дентину.



Цветовая стабильность для высокой эстетики

Изменение цвета Maxcem Elite™ Universal незаметно по сравнению с системами, содержащими третичные амины. Цветовая стабильность с течением времени лучше, чем у ведущих самоадгезивных или адгезивных композитных цементов.



Универсальность применения

Maxcem Elite™ Universal обеспечивает высокую силу адгезии к тканям зуба. Для реставраций, требующих еще более сильной адгезии, используйте Maxcem™ Elite с универсальным адгезивом, например, с OptiBond™ Universal.

[1]Данные предоставляются по запросу

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr. ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

ГИД ПО ВЫБОРУ ЦЕМЕНТА ДЛЯ ФИКСАЦИИ

	Виды конструкций / Виды материалов		**Стеклокерамика:** • Дисиликат лития • Лейцитная керамика	**Полево-шпатная керамика**	**Композиты**	**Оксид циркония**	**Металл, PFM сплавы**	**Золото**
Постоянная фиксация		**Виниры**	NX3, Maxcem Elite™ Universal	NX3, Maxcem Elite™ Universal	NX3, Maxcem Elite™ Universal			
		**Коронки**	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI, NX3	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	NX3
		**Вкладки/ накладки**	NX3	NX3	NX3, Nexus™ RMGI		NX3, Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal	NX3
		**Мостовидные конструкции**	Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3		Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI	Nexus™ RMGI, Maxcem Elite™ Universal, NX3	
		**Мост Мериленд**	NX3	NX3	NX3		NX3	
		**Абатмент на имплантаты**				Maxcem Elite™ Universal, NX3	Maxcem Elite™ Universal, NX3	
		**Эндодонтический штифт** (анкерный, стекловолоконный)					Maxcem Elite™ Universal, Nexus™ RMGI, NX3	
Временная фиксация		**Временные реставрации**	Temp-Bond Clear™, Temp-Bond NE™					
		**Постоянные реставрации**	Temp-Bond Clear™, Temp-Bond NE™					

Наиболее рекомендованный цемент для использования

Рекомендованный цемент для использования

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СКИДКА

25%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

1 850 ₽

С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2026



Cleanic™

Паста для профессиональной чистки и полировки зубов

Одна паста для качественной гигиенической чистки и полировки зубов

- Одна паста для чистки и полировки благодаря изменяемой абразивности
- Высокая чистящая и полирующая способность – снижение скорости появления нового налета
- Успешное применение после процедуры чистки пескоструйным аппаратом (PROPHYflex или AirFlow)
- Бережное отношение к эмали благодаря низкой абразивности
- Экономичность использования благодаря упаковке в виде тубы (100 г)
- Укрепление эмали и защита от кариеса благодаря содержанию фторида натрия


3382 **Паста Cleanic™ вкус зелёного яблока,** с фтором, туба (100 г)

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ

СКИДКА
15%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ
1 860 ₽

С 1 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2026





Occlubrush™

Стоматологические щеточки для финирования и полировки (острый кончик)

Особенности и преимущества Occlubrush™:

- Быстрая полировка до зеркального блеска окклюзионных и вогнутых поверхностей реставрации
- Экономия времени и достижение зеркального блеска быстрее, чем при использовании обычных полиров
- Абразивные частицы карбида кремния интегрированы в каждую щетинку
- Бережное отношение к эмали зубов и краям реставрации
- Многоразовое и длительное использование без потери рабочих качеств благодаря автоклавированию

2505 **Полирующие щеточки OccluBrush™,**
острый кончик, 3 шт.



Доктор Гюнель Джафарова
Врач стоматолог-терапевт.
Клиника «Мастерская улыбок»,
г. Москва

Протокол полировки Kerr™

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения у официальных дилеров Kerr.
ООО «И Эйч Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Kerr™
РЕСТАВРАЦИЯ


КЛИНИЧЕСКИЙ КЕЙС



Доктор Гюнель Джафарова
Врач стоматолог-терапевт.
Клиника «Мастерская улыбок»,
г. Москва


Реставрация с использованием композитного материала OptiShade™

1



Исходная клиническая ситуация
Зубы 1.6, 1.7 — кариес корня, амальгамная пломба со вторичным кариесом, скрытый кариес на проксимальных поверхностях

2



Черновое препарирование I-II классы

3




Препарирование в поддесневой зоне выполнено без изоляции

4



Выполнена моделировка корневой зоны зуба 1.7 с проведением адгезивного протокола

5



Далее выполнена моделировка корневой зоны зуба 1.6 с использованием адгезивного протокола OptiBond™ FL и материала OptiShade™ MD

6



Чистовое препарирование I-II классы



7



Фиксация матричных систем

8



Моделировка полостей с помощью композита OptiShade™ MD и прорисовка фиссур композитной краской

9



Фото реставраций после полировки, использовали Opti1Step™, Occlubrush™ и другие системы полировки

10



Фото реставраций после окклюзионной коррекции

11



Вид реставраций спустя 7 дней.
Небный ракурс

12



Вид реставраций спустя 7 дней.
Окклюзионный ракурс



Доктор Руслан Беретарь
Врач стоматолог-терапевт, ортопед.
Автор методических пособий и курсов по прямой реставрации.
Учредитель и главный врач клиники «RBCLINIC», г. Майкоп

Адгезивный протокол OptiBond™ FL

Я использую OptiBond™ FL уже более 12 лет на терапевтическом и ортопедическом приеме. Адгезив высоко наполнен — поэтому он обеспечивает выживание шва реставрации в долгосрочной перспективе. Кроме того, при соблюдении протокола вы не столкнетесь с проблемой «белой линии» и постпломбировочной чувствительности. Любите своих пациентов: не пересушивайте дентин перед нанесением праймера и работайте строго по инструкции.

Данный отзыв представляет мнение доктора Беретаря. Производитель стоматологической продукции Kerr не дает медицинских консультаций, каждый врач должен руководствоваться собственным профессиональным мнением при лечении пациентов.


Этап 1. Gel Etchant

1



Динамическое протравливание эмали в течение 15 сек.

2



Протравливание дентина в течение 5 сек.

3



Тщательное промывание полости в течение 15–20 сек. до полного удаления геля. Удаление из полости излишков влаги. НЕ ПЕРЕСУШИВАТЬ!

ВАЖНО! Густая консистенция Gel Etchant позволяет контролируемо протравливать эмаль и дентин отдельно друг от друга, что является критичным, учитывая разную степень минерализации и, следовательно, РАЗНОЕ ВРЕМЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ.

OptiBond™ FL

- Сила адгезии, подтвержденная более чем 30-летним опытом применения. «Золотой стандарт» по мнению ведущих университетов мира
- Высокая наполненность (48 %) позволяет надежно запечатать дентин и обеспечить высокий уровень защиты от микроподтеканий
- Простой протокол: один слой праймера, один слой адгезива, одно засвечивание




26684 E **OptiBond™ FL, набор:** 1 флакон праймера (8 мл), 1 флакон адгезива (8 мл), 1 шприц протравливающего геля Gel Etchant (3 г) с 10 насадками, 25 емкостей для смешивания, 50 аппликаторов

25882 E **Адгезив,** флакон (8 мл)

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ


Этап 2. Праймер OptiBond™ FL

1




Внесение праймера
на поверхность дентина легкими
втирающими движениями
в течение 15 сек.

2



Повторное внесение праймера
для гибридизации всего объема
деминерализованного дентина.


3




Просушивание поверхности струей
воздуха для более равномерного
распределения праймера
и испарения растворителя.

Этап 3. Адгезив OptiBond™ FL


1



Внесение адгезива на поверхность эмали и дентина.
Деликатно раздуйте его струей воздуха до тонкого равномерного слоя.



3



Полимеризация в течение 20 сек.

ВАЖНО! Высокая наполненность адгезива (48 %) гарантирует формирование прочного адгезивного слоя,
также выполняющего функцию суперадаптивного слоя.



Доктор Ильяс Османов

Врач стоматолог-терапевт, ортопед.
Кандидат медицинских наук.
Основатель «Центра современной стоматологии “IL’FA”, г. Москва

Я использую OptiBond™ FL, так как он является самым наполненным адгезивом из всех, что представлены на рынке, а наполненность — значит прочность! OptiBond™ FL прост в использовании и не даром является золотым стандартом среди всех адгезивов такое долгое время.

Данный отзыв представляет мнение доктора Османова. Производитель стоматологической продукции Kerr не дает медицинских консультаций, каждый врач должен руководствоваться собственным профессиональным мнением при лечении пациентов.

Видеоинструкция

Kerr
РЕСТАВРАЦИЯ

Kerr™ | Telegram-бот



Каталог продукции
быстрый и удобный поиск информации о продуктах (документация, артикулы для заказа)

Протоколы применения
Пошаговые протоколы в формате фото и видео, клинические кейсы от ведущих стоматологов, рекомендации от производителя

Где купить
Контакты официальных дилеров и представителей **Kerr**

Задать вопрос
Консультация с представителем **Kerr** в режиме онлайн или по электронной почте

События
Календарь мероприятий и регистрация на бесплатные вебинары

Новостная рассылка

Присоединитесь к Telegram-боту Kerr™
и получите **сборник с записями вебинаров**

Официальный сайт Kerr Россия:
www.kerruniversity.ru

Мы в социальных сетях:
@kerrdentalrussia

KR_GEN_SPO_10.2026